

BRUKSANVISNING

SWASH[®] SHAMPOO CAP

Produktkod: Do4077-1 (UDI-DI: 08717127937219) / Go4077-1 (UDI-DI: 08717127937929)

Användare: Professionell eller vårdgivare

Avsedd ändamål:

Swash[®] Shampoo cap är avsedd för en fullständig hårtvätt av sängliggande patienter som en infektionsförebyggande åtgärd.

Stödmaterial:

- Engångshandskar
- Papperskorg
- Handduk
- Fintandad kam
- Mikrovågsugn (om nödvändigt)

Användningsinstruktioner:

Testa temperaturen före användning. Sätt mössan över patientens huvud och se till att mössan helt täcker patientens hår. Massera in håret genom schampomössan i 2 till 3 minuter tills patientens hår är helt mättat med schampo. Ta av mössan, det finns ingen anledning att skölja. Torka patientens hår och styla det som vanligt. Se nedan för detaljerad procedur.

Detaljerad procedur:

Swash[®] Shampoo cap kan förvaras centralt på avdelningen eller bredvid vårdtagarens säng och kan användas både uppvärmd och i rumstemperatur.

- 1 Om så önskas, värm upp Swash[®] Shampoo cap. Den rekommenderade temperaturen uppnås genom att värma förpackningen till max 800 watt i en mikrovågsugn i 20 sekunder.
- 2 Berätta för vårdtagaren vad du ska göra och fortsätt att kommunicera under hela tvättproceduren.
- 3 Innan du börjar, tvätta händerna och ta på dig ett par engångshandskar.
- 4 Om möjligt, sätt vårdtagaren i en bekväm sittställning.
- 5 Öppna förpackningen och kontrollera temperaturen på badmössan. Obs: engångshandskar minskar din känslighet för värme.
- 6 Ta vid behov först bort stora mängder blod, gel eller smuts och sätt sedan badmössan på huvudet. Med långt hår, se till att håret ligger ovanpå huvudet innan du sätter badmössan på huvudet.
- 7 Se till att allt hår är i mössan. Massera försiktigt in håret genom badmössan i 2-3 minuter och mätta på så sätt håret med schampo.
- 8 Massagens längd beror på hårets längd och mängd.
- 9 Ta av locket, torka håret ordentligt med en handduk och kamma håret med en fintandskam till den vanliga stilen.
- 10 Släng den tomma förpackningen och badmössan i soptunnan. SPOLA INTE ned badmössan i toaletten!
- 11 Rapportera eventuella kommentarer om det behövs.

UPPSEENDE:

- Se alltid till att ta hänsyn till patientens känslor, komfort och avskildhet.
- Varje paket ska endast användas för **en** person.
- Endast lämplig för extern användning.
- Om Swash® Shampoo cap värms upp enligt instruktionerna på förpackningen, det är viktigt att kontrollera temperaturen på mössan innan det används på huden. Använd **INTE** omedelbart om de är för varma. Kom ihåg att engångshandskar minskar känsligheten för värme. Var särskilt uppmärksam på att kontrollera temperaturen med spädbarn eller personer som inte kan reagera eller personer med känslig hud.
- **Spola inte ner mössan i toaletten. Kasta den tomma förpackningen med Swash® och mössan i soptunnan.**

CONTRA-INDICATIONS:

- Om vårdtagaren vägrar att använda den.
- Om det är känt att vårdtagaren är känslig eller allergisk mot en eller flera av ingredienserna.
- On icke intakt hud och öppna sår.



PIKTOGRAM I PAKET:

	Temperaturgräns		Skölj ögonen om produkten kommer in
	Håll borta från solljus		Kasta till soptunnan
	Håll torrt		Mörka inte
	Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningen		Uppvärmningsråd
	Återanvänd inte		Produkt fri från latex
	Icke steril		Tillverkad i ett rent rum
	Medicinsk utrustning		Produkten innehåller inte doft
	CE-märkning		Produkten innehåller doft
	Batchkod		Spola inte
	Tillverkare		Se bruksanvisningen eller se elektroniska bruksanvisningar
	Använd efter datum		
	Unik enhetens identifierare		

Informationen i detta protokoll avser specifikt användningen av Swash® Shampoo Cap för rengöring och vård av användares hår. Ytterligare interventioner och steg kan läggas till protokollet i enlighet med andra protokoll och riktlinjer på din vårdinrättning.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherland
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com